

FICHE PRODUIT

Ecran LCD de test, Modèle VC-900

Référence : SOC-VC900

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'ECRAN LCD DE TEST, MODELE VC-900.**• Caractéristiques optiques**

Écran :	LCD à haute résolution, 17-pouces panneau-XGA (à luminosité LCD : >160 cd/m2)
Distance :	2 à 7 m. (distance optimale 5 m.) (paramètres réglables aux incréments de 0.1 m.)
Optotypes :	E, C, lettres, chiffres
Tests :	Schober, Worth, EDTRS à tableau croisé, à coïncidence, stéréo, à astigmatisme, à point de fixation, à ishihara, à cylindre croisé, panneau rouge- vert, balance rouge-vert, à contraste
Masque :	simple, horizontal, vertical, rouge/vert, à changement d'arrière-plan
Unités visus :	5-grade, décimal, Log MAR, SNELLEN(ft), Snellen (M)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Accessoires inclus

-télécommande (infrarouge, à batteries AAA)

-support de bureau

• Autres informations

Voltage :	AC 100-240V / DC 12V
Fréquence :	50/60Hz
Consommation d'énergie :	20W
Poids :	2 Kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/projecteur-de-tests-afficheur-d-optotypes/5897-ecran-lcd-de-test-modele-vc-900.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com