

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Lampe à fente classique - modele G300M

Référence : SOC - G300M

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Ce microscope professionnel de type galiléen classique et de marque SOCIMED dispose d'optiques convergentes, d'un tube binoculaire et d'un angle stéréo de 13°. Il offre un grossissement optique à 5 paliers dont le tambour est rotatif. Par ailleurs, Sa conception parfaite lui garantit une excellente compatibilité avec des outils de choix tels que son tonomètre à aplanation, sa caméra numérique CCD, et son tube de co-observation. Son ampoule halogène de fabrication allemande (6V/200W) dispense un éclairage optimal tout en assurant la sécurité du patient. Enfin, cette lampe à fente classique a une ouverture de 14 mm qui facilite l'observation de la cornée et de l'iris entière, ainsi que de tout autre objet, en offrant une image bien définie.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Microscope	
Rapport de grossissement	6x, 10x, 16x, 25x, 40x (à tambour rotatif)
oculaires	12.5x
Distance entre pupilles	55 à 78.5 mm
Réglage de Dioptrie	-6d à +6d
Eclairage	
Largeur de la fente	0 à 14 mm (forme circulaire) continu
Hauteur de la fente	1 à 14 mm (forme circulaire) continu
Diamètre d'ouverture	14, 10, 5, 3, 2, 1, 0.2 mm
Angle de la fente	0 à 180° avec capacité de balayage horizontal.
Filtres optiques intégrés	Absorption thermique, redfree (vert), bleu cobalt, gris.
Inclination de la fente	5°, 10°, 15°, 20°
Ampoule d'éclairage	Halogène 6 V/20W
Alimentation	110 - 220V 50 - 60 Hz 58VA
Base de l'appareil	
Déplacement longitudinal	90 mm
Déplacement latéral	100 mm
Incrément de déplacement	15 mm
Déplacement vertical	30 mm
Accessoires optionnels	
Diviseur de faisceaux numériques	
Adaptateur de caméra numérique	
CCD 1/3 (Panasonic WV-CP280)	
Adaptateur CCD	
Autres informations	

SOCIMED SARL
 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Microscope**Voltage****100 - 240V AC****Conformité et garantie****CE**

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/lampe-tonometres/5898-lampe-a-fente-classique-modele-g300m.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com