

FICHE PRODUIT



Lunette d'essai universelle, Modèle Panda

Référence : SOC-Panda

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Matériel	Construction métallique(léger à répartition optimale du poids)
Distance interpupillaire	40 à 80 mm (à incrément minimal de 1 mm)
Rotation permise autour de l'axe optique de monture interne	360°
Quantité de lentilles insérables simultanément	4 par œil
Diamètre interne du support de lentille	32.5 mm
Non parallélisme entre l'axe optique de la lentille et le centre géométrique de la monture	$\leq 3.5^\circ$
Désalignement entre le centre optique de la lentille et le centre géométrique de la monture	$\leq 0.5\text{mm}$
Ecart d'ajustement entre les supports latéraux	98 à 135 mm
Ajustement du support nasal	Ecart Horizontal : 0 à 14 mm Angle de rotation du support gauche et droit : 0 à 30°
Format	Compatibilité enfant -adulte

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/verres-lunettes-mallettes-d-essai/5904-montures-pour-lunettes-d-essai-modele-panda.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com