

FICHE PRODUIT



Projecteur de test, Modèle CP-150

Référence : SOC-CP150

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJECTEUR DE TEST, MODELE CP - 150

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

CARACTERISTIQUES OPTIQUES	
Nombre de tests	30
Masques	Ouvert (1); Lignes horizontales (5); Lignes verticales (8); Lettres simples (21); Rouge/Vert (1)
Distance de projection	1.5 à 6 m (distance optimale : 5 m)
Grossissement de la projection	30x (lorsque distance de projection : 5m)
Taille de la projection	330 x 270 mm (Lorsque distance : 5m)
Vitesse de sélection des tests	0.03sec/masque
Programme	2 ensembles (30 étapes par ensemble)
AUTRES INFORMATIONS	
Eclairage	LED 12V 50W
Voltage	AC 110-220V
Fréquence	50/60HZ
Consommation d énergie	80W
Economie d énergie	Arrêt automatique après 10 min d inactivité
Dimensions	300 x 230x 240
Poids	6 Kg
ACCESOIRES INCLUS	
Télécommande (infrarouge, à batteries AAA)	
Ecran métallique polarisé	
Lunettes polarisées	
Fusibles (2x)	
Batteries AAA (2x)	
ACCESSOIRES OPTIONNELS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

CARACTERISTIQUES OPTIQUES

- Lampe halogène
- Support de bureau
- Support mural
- Sans utilisation de supports optionnels. La base de l'appareil est adaptée aux tables à instruments standards

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/projecteur-de-tests-afficheur-d-optotypes/5907-protecteur-de-test-modele-cp-150.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com