

FICHE PRODUIT



Pupillomètre, Modèle PD-120

Référence : SOC-PD120

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PUPILLOMETRE MODELE PD 120

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

CARACTERISTIQUES OPTIQUES

Etendue de la mesure	44 à 83 mm. (Binoculaire) 22 à 41.5 mm. (Gauche ou droite seulement)
Marge d'erreur	<0.5 mm
Source d'éclairage	LED, à basse consommation d'énergie

AUTRES INFORMATIONS

Batterie	type-AA (2x) DC 6V
Dimensions	219 x 169 x 86 mm
Poids	700 g
Economie d'énergie	Arrêt automatique après 1 min. d'inactivité
Couleurs disponibles	Argent; Bleu; Beige

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/5908-pupillometre-modele-pd-120.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com