

FICHE PRODUIT



Mallette verres de correction Lunettes d'essai - modèle BOBO

Référence : SOC - BOBO

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- **Caractéristiques techniques des lunettes d'essai modèle BOBO distribuées par Socimed**

Design	lentilles d'essai à bordures métalliques argentées. 266 pièces incluant 2 cylindres croisés, tiroir en bois, boîtier métallique.
Sphères (40 pièces concaves et convexes)	0.25D à 6.00D (par incrément de 0.25 D) 6.50D à 10.00D (par incrément de 0.50D) 11D à 15D (par incrément de 1.00D) 16D à 20D (par incrément de 2.00D)
Cylindres (20 paires concaves et convexes)	0.25D à 4.00D (par incrément de 0.25D) 4.50D à 6.00D (par incrément de 0.5d)
Primes (12 pièces)	0.5D (2x),
Accessoires (14 pièces)	rf, gf, bl, pl (2x), mr (2x), fl, cl (2x), ph (2x), ss. Cylindres croisés PF (x0.25, x0.5)
Diamètre des lentilles	Ø26mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/verres-lunettes-mallettes-d-essai/5910-lunettes-d-essai-modele-bobo.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com