

FICHE PRODUIT



Table motorisée pour instruments d'ophtalmologie Modèle JACK-C

Référence : SOC-JACKC

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Table à translation motorisée pour instruments d'ophtalmologie Modèle JACK-C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Hauteur	630 à 810 mm. ajustable
Bruit	< 55 dB.
Charge maximale	55 Kg
Format du dessus de table	56 x 48 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-d-ophtalmologie-/5911-table-jackc.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com