

FICHE PRODUIT

Table motorisée pour instruments d'ophtalmologie Modèle JACK

Référence : SOC-JACK

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Table à translation motorisée pour instruments d'ophtalmologie MODELE JACK**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

Hauteur	610 à 800 mm. (Ajustable)
Bruit	< 55 dB.
Poids	21.5 Kg
Charge maximale	55 Kg
Format du dessus de table	45 x 58 cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-d-ophtalmologie-/5912-table-motorisee-jack.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com