

FICHE PRODUIT



Table à translation motorisée pour ophtalmologie, Modèle MONA

Référence : SOC-MONA

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA TABLE A INSTRUMENTS MODELE MONA

Hauteur	680 x 840 mm. (Ajustable)
Poids	38 Kg
Charge maximale	50 Kg
Format du dessus de table	113 x 56 cm.
Format du dessous de table	100 x 49 cm.
Base	Métallique, au design durable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-d-ophtalmologie-/5914-table-a-instruments-modele-mona.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com