

FICHE PRODUIT



Table à translation motorisée pour instruments d'ophtalmologie: TOPO

Référence : SOC-TOPO

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE LA TABLE A INSTRUMENTS MODELE TOPO

Hauteur	640 x 860 mm. (Ajustable)
Bruit	<55 dB.
Poids	25 Kg
Charge maximale	50 Kg
Format du dessus de table	40 x 60 cm.
Format du dessous de table	45 x 52 cm.
Base	Métallique, au design durable

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-d-ophtalmologie-/5915-table-a-instruments-modele-topo.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com