

FICHE PRODUIT

Mallette verres de correction Lunettes d'essai - modele Lily

Référence : SOC - LILY

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- **Caractéristiques techniques des lunettes d'essai modèle Lily distribuées par socimed**

Design	Lentilles d'essai à bordures plastiques colorées.(noir ou rouge) 266 pièces incluant 2 cylindres croisés ; tiroir en bois et boîtier en cuir .
Sphères (40 paires concaves et convexes)	0.25D à 6.00D (par incrément de 0.25D) 6.50 à 10.00 D (par incrément de 0.50D) 11.00D à 15.00D (par incrément de 1.00D) 16.00D à 20.00D (par incrément de 2.00D)
Cylindres (20 paires concaves et convexes)	0.25D à 40.00D (par incrément de 0.25D) 4.50 à 6.00D (par incrément de 0.50D)
Prismes (12 pièces)	0.5D (2x) 1.0D à 10.00D (par incrément de 1.0D)
Accessoires	RF, GF, BL, PL(2x), MR(2x), FL, CL(2x), PH(2x),SS Cylindres croisés PF (2x)
Diamètre des lentilles	Ø 26 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/verres-lunettes-mallettes-d-essai/5916-lunettes-d-essai-modele-lily.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com