

FICHE PRODUIT



Ensemble d'instrument pour micro-chirurgie PHACO, Modèle SYX17

Référence : SOC-SYX17

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

NUMERO	NOM	MODELE	CARACTERISTIQUES
1	Ciseaux micro cornéens	54108A	Courbe, 12 mm la longueur de la lame, 120 mm de longueur totale
2	Blepharostat	51286A	Fil spéculum, inoxydable 14 mm lame de longueur, 50 mm de longueur totale
3	Couteau de dissection pour l'implantation IOL	52279A	4 mm en largeur de la lame, 40 degree, 113 mm de longueur totale
4	Couteau cornéoscléral	52286A	Hétéro, 10 degree, 111 mm de longueur totale
5	Couteau de dissection sclérale	52277A	2mm largeur de couteau, 40degree, 113mm de longueur totale
6	Couteau de fente	52278A	3 mm largeur de couteau, 40 degree, 113 mm de longueur totale
7	Crochet de fixation IOL	51474A	Angle, Ø 0.2 mm, 110 mm de longueur totale
8	Manipulateur de lentille	51470A	"Y" en forme de pointe, 0.7 mm, 115 mm de longueur totale
9	Capsule polie	51472A	0,6 * 0.8 mm elliptique de la spatule, 113 mm de longueur totale
10	Manipulateur du noyau de la lentille	51473A	0,25 mm largeur de pointe, 112 mm de longueur totale

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

11	Spatule d'iris	52417A	Φ 0.2 mm largeur de pointe, 112 mm de longueur totale
12	Agrafe pour noyau de la lentille	51474A	0.2mm largeur de la tête, 115mm de longueur totale
13	Aspiration perfusion de la cataracte	56188A	Pointe recourbée, triple articulation, Φ 0.6 mm
14	Forceps de casulorhexis	53317A	Conseils rondes, 0.3 mm largeur de pointe, 105 mm de longueur totale
15	Forceps d'attachements	53320A	Droite, plate-forme, 4.5 mm en longueur, 105 mm de longueur totale
16	Forceps de suture	53325A	Droite, plate-forme, 4.5 mm de longueur, 1 * 2 dents d'0,15 mm, 105 mm de longueur totale
17	Canule de perfusion	56197A	Angle, 0,5 * 1.1 mm elliptique de la spatule

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/5920-ensemble-d-instrument-pour-micro-chirurgie-phaco-modele-syx17.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com