


FICHE PRODUIT



Set d'instruments pour petite chirurgie de cataracte, Modèle SYX16

Référence : SOC-SYX16

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

NUMERO	NOM	MODELE	CARACTERISTIQUES
1-2	Couteaux de dissection	52274A	Tine, 9mm la longueur de la lame, 128 mm de longueur totale
		52275A	Arrondie, 9 mm la longueur de la lame, 128 mm de longueur totale
3-4	Noyau de spatule	52334	Gauche, 2.8 mm largeur de la tête, 125 mm de longueur totale
		52335	Droite, 2.8 mm largeur de la tête, 125 mm de longueur totale
5	Couteaux pour cataracte	52276A	10.5 mm la longueur de la lame, 120 mm de longueur totale
6	Capsule pour forceps d'extraction	53328A	Angle, 0.5 mm la longueur de la denture, 105 mm de longueur totale
7	Forceps de Capsulorhexis	53317A	conseils rondes, 0.3 mm largeur de pointe, 105 mm de longueur totale
8	Pièce à main pour infusion	56203	100mm de longueur totale
9	Irrigation /Canule d'aspiration	56191A	Ø 0.7 mm tubes à double courbure
10	Boucle de lentille	56136A	3,5 mm (Largeur) *11 mm(Longueur) légèrement
11-12	Canule 12h 00	56195	Gauche Ø0.7 mm
		56196	Droite Ø0.7 mm
13	Forceps d'implantation IOL	53580A	Courbe, R12 112 mm de longueur total
14-15	Ciseaux pour membrane de la cataracte	54268A/B	Droite, 16 mm la longueur de la lame, 120mm de longueur totale
		54269A/B	Courbe, 16 mm la longueur de la lame, 120mm de longueur totale
16	Micro-aiguille principale	55152A/B	Courbe, 110 mm de longueur totale

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/5923-ensemble-d-instruments-pour-petite-operation-de-cataracte-modele-syx16.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com