

FICHE PRODUIT



Refracteur modèle Vista

Référence : SOC - Vista

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- **Caractéristiques du réfracteur modèle VISTA distribué par SOCIMED**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Composantes optiques	
Spheres (sph)	19.00D à +16.75D (par incrément de 0.25D) Lorsque les lentilles auxiliaires $\pm 12D$ sont utilisées. Ou - 29.00D à +26.75D (par incrément de 0.12D) lorsque les lentilles optionnelles de $\pm 10D$ sont utilisées.
Puissance cylindrique (cyl)	0 à -6D (par incrément de 0.12D/0.25D) lorsque les lentilles optionnelles $\pm 12D$ sont utilisées 0 D à - 8D (par incrément de 0.12D/0.25D) Lorsque les lentilles optionnelles -2.00D sont utilisées.
Axe du cylindre (AX)	0 à 180° (par incrément de 5°)
Cylindre croisé	$\pm 0.25D$ type renversé (AX synchronisé) $\pm 0.50D$ (a optionnel)
Filtre optique	Rouge , vert, polarisé, maddox verticales , maddox horizontales Cylindre croisé fixe $\pm 0.5D$
convergence	
Prisme rotatif	0 à 20 Δ (par incrément de 1 Δ)
Réglage de convergence	>400 mm (les axes optiques des lentilles sont alignés à une distance de 400mm des vertex des cornées.)
Ajustement interpupillaire	50 à 75mm (par incrément de 1mm)
Distance vertex	13.75mm
Champ de vue effectif	19mm
autres informations	
Ajustement d support frontal	± 16 mm (avant - arrière)
Dimensions	335 x 320 x 98 mm
Poids	5kilos.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/5931-refracteur-modele-vista.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com