

**FICHE PRODUIT**



## Tonomètre de Schiötz

Référence : SOC-Y27A

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

## Description du produit

### Caractéristiques du tonometre YZ7A distribué par SOCIMED

Le tonomètre YZ7A commercialisé par **SOCIMED** est fabriqué conformément à norme internationale ISIO/TR 8612---1997.

Il est de qualité suffisamment fiable, chic, de structure portable et adapté à l'usage.

Ce tonomètre est du type Schiötz.

Toutes les parties en contact avec la cornée sont faites en acier inoxydable, lequel est anti-acidique et sans danger pour les tissus.

Enfin, il est sûr, fiable, pratique et portable.

Principe d'utilisation : utiliser le pointeur pour presser la cornée, puis mesurer la profondeur sous pression, afin d'obtenir ainsi indirectement la pression intraoculaire.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/tonometre/5933-tonometre-y27a.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)