

**FICHE PRODUIT**

Visuel non disponible

## Table à translation motorisée pour instruments d'ophtalmologie: YT2a

Référence : SOC-YT2A

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

#### Table à translation motorisée pour instruments d'ophtalmologie modèle YT2a

Cette table à translation motorisée pour lampe à fente et autres instruments d'ophtalmologie commercialisée par **SOCIMED** se distingue par son élégante apparence, sa qualité et ses performances optimales.

Elle mesure 50mm de longueur et 360mm de largeur. Son échelle de déplacement est ajustable varie entre 640 et 860 mm.

Elle pèse 50Kg.

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-d-ophtalmologie-/5938-table-motorisee-yt2a.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com