

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Lampe à fente, modèle YZ5X1

Référence : SOC-YZ5X1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

La lampe à fente, modèle YZ5X1 commercialisée par SOCIMED réponds aux exigences ophtalmiques ceci grâce a ses performances fiables et a ses fonctions complètes

CARACTERISTIQUES :

- Le microscope stéréoscopique Galiléen fournit aux praticiens une image d'une qualité claire et nette inégalée, il évite également les images doubles.
- 5 étapes de grossissement du tambour.
- Accessoires en option : tube d'enseignement, camera CCD et tonomètre

SPECIFICATIONS :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

TYPE DE MICROSCOPE	Microscope Stéréoscope galiléen
GROSSISSEMENT DE L'OBJECTIF	Cinq étapes de grossissements du tambour
OCULAIRE	12,5 X
GROSSISSEMENT (CHAMP DE VUE)	6 x (Ø33mm) 10x (Ø22,5 mm) 16x (Ø14mm) 25 ' (Ø8.8mm) 40 ' (Ø5.5mm)
DISTANCE PUPILLAIRE	55 mm~75 mm
REGLAGE DIOPTRIQUE	-5D ~ 3 D
LARGEUR DE LA FENTE	0mm~14mm réglable (fente est circulaire lorsque la largeur de la fente est 14mm)
HAUTEUR DE LA FENTE	1mm~ 14mm réglable
ANGLE DE LA FENTE	0 ° ~ 180 ° réglables
DIAMETRE D OUVERTURE	Ø14mm, Ø9mm, Ø5.5mm, Ø0.3mm
INCLINAISON DE LA FENTE	Aucune
FILTRE	Absorption de chaleur, Redfree, bleu cobalt
ECLAIRAGE AMPOULE	6V20W Ampoule halogène
TENSION D ENTREE	AC220V ± 22 V ; AC110V ± 11 V
NORME DE SECURITE ELECTRIQUE	Conforme à la norme IEC601-1, classe I, type B
POIDS TOTAL	23 kg
VOLUME D EMBALLAGE	720mm»495mm»480mm
ACCESSOIRES EN OPTION	Tonomètre , Trièdre objectif , gonioscope , Funduscope , objectif asphérique, Enseignement Tube

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-tonometres/5939-lampe-a-fente-modele-yz5x1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com