

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Cuve à ultrason 5 Litres

Référence : SOC-CLEAN03

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques techniques:

Dimensions extérieures: 32x22x27cm

Dimensions bac interne: 24x14x15cm

Poids: 6 Kg.

Equipé d'un panier 20x11x10cm et d'un couvercle

Puissance: 300W

Fréquence : 50HZ-60HZ

Certification CE.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/5941-cuve-a-ultrasons.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com