

FICHE PRODUIT



Lampe à fente portable YZ3

Référence : SOC-YZ3

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

SPECIFICATIONS

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

TYPE DE MICROSCOPE	Microscope convergents
GROSSISSEMENT (objectif)	Deux étapes de grossissement
GROSSISSEMENT	10x, 16x
REGLAGE DIOPTRIQUE	± 8D
DISTANCE PUIPILLAIRE	50mm à 75mm
DISTANCE DE TRAVAIL	60mm
LARGEUR DE LA FENTE	0 ~ 12mm réglable en continue
DIAMETRE D OUVERTURE	0.2mm, 1mm, 5mm, 12mm
FILTRE	Compensation de la température, Redfree, bleu cobalt
ANGLE DE LA FENTE	± 30 °
SOURCE DE LUMIERE	LED
ILLUMINATION MAXIMALE	≥ 30000Lx
PUISSANCE	7.4V 2200mA Li batterie, rechargeable
TEMPS DE TRAVAIL	2.5 heures pour l usage commun
VOLUME D EMBALLAGE	216mm X 100mm X 225mm
POIDS NET	900 g

Conformité et garantie


Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-tonometres/5942-lampe-a-fente-portable-yz3.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com