

FICHE PRODUIT

Ophtalmoscope binoculaire indirect, Modèle YZ25B

Référence : SOC-YZ25B

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

SPECIFICATIONS:

ANGLE VISUEL	45 ° ± 5
DISTANCE PUPILLAIRE	52 mm-74 mm
POIDS	≤ 320 g (à l'exclusion du cadre de la tête)
PLAGE REGLABLE DU CADRE DE TETE	Chef de périmètre: 530 mm-630 mm
PROFONDEUR	85 mm-125 mm
SOURCE DE LUMIERE	Ampoule halogène, 6V/10W
TENSION D'ENTREE	AC220V ± 22V/50Hz ± 1 Hz , AC110V ± 11V/60Hz ± 1 Hz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/otoscopes-et-ophtalmoscopes/5950-ophtalmoscope-binoculaire-indirect-modele-yz25b.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com