

FICHE PRODUIT

Hémoglobinomètre URIT-12 — Mesure Hb et Hct en Moins de 10 Secondes

Référence : SOC-URIT12

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Hémoglobinomètre URIT-12 — Diagnostic Hémoglobine Ultra-Rapide en 10 Secondes

L'**hémoglobinomètre URIT-12** est un analyseur portable de nouvelle génération permettant de mesurer l'**hémoglobine (Hb)** et l'**hématocrite (Hct)** en un temps record inférieur à **10 secondes**. Basé sur le principe de **réflectance optique**, il offre une précision élevée avec une manipulation simplifiée, sans nécessiter de réactifs liquides ni de préparation complexe de l'échantillon.

Calibré en usine selon les normes **ICSH (International Council for Standardization in Haematology)**, le URIT-12 est un outil de référence pour les professionnels de santé exigeant fiabilité et rapidité au point de soin.

Résultats en Moins de 10 Secondes

- Temps de mesure : **≤ 10 secondes**
- Principe de mesure : **réflectance optique**
- Volume d'échantillon : **13 à 15 µL** de sang total capillaire ou veineux
- Plage de mesure Hb : **4,0 - 24,0 g/dL** — couvre toutes les situations cliniques, de l'anémie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

sévère à la polyglobulie

- Calibration : **usine, basée sur ICSH** — aucun étalonnage manuel requis

Automatisation et Fiabilité

- **Auto-vérification** à chaque mise en marche
- **Jugement automatique** des résultats
- **Affichage des dysfonctionnements** — alertes en cas d'anomalie de fonctionnement
- Haute précision garantie par le système optique de réflectivité

Mémoire et Traçabilité

- Stockage de **250 résultats de test**
- Consultation des résultats antérieurs pour le suivi des patients

Portabilité et Autonomie

- Alimentation : **6V DC — 2 piles boutons CR2032** (incluses)
- Compact et léger — utilisable partout : laboratoire, cabinet, clinique mobile, terrain
- Étui de transport inclus

Contenu de la Boîte

- 1 appareil URIT-12
- 1 dispositif auto-piqueur
- 10 lancettes
- 10 bandelettes Hb H12
- 1 étui de transport
- 2 piles CR2032
- 1 manuel d'utilisation

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Spécifications Techniques

Paramètres mesurés	Hémoglobine (Hb) + Hématocrite (Hct)
Principe	Réflectance optique
Temps de mesure	≤ 10 secondes
Volume échantillon	13 – 15 µL
Type d'échantillon	Sang total capillaire ou veineux
Plage de mesure Hb	4,0 – 24,0 g/dL
Mémoire	250 résultats
Calibration	Usine — normes ICSH
Alimentation	6V DC (2 piles CR2032)
Automatisation	Auto-test, jugement auto, alerte dysfonctionnement

Disponible sur Socimed.com — votre partenaire en équipements médicaux et de diagnostic. Contactez-nous pour toute commande ou demande de devis.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/hemoglobinometre/5953-hemoglobinometre-urit-12.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com