

FICHE PRODUIT


Kératomètre ou Ophtalmomètre de type Javal, modèle YZ38

Référence : SOC - YZ38

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Caractéristiques techniques du Keratomètre yz38 distribué par SOCIMED

Le Keratomètre **YZ38** distribué par **Socimed** est utilisé pour la mesure de la Dioptrie à la surface de la cornée et, l'axe et la dioptrie de l'astigmatisme cornéen. Enfin, il sert aussi à mesurer la dioptrie des objectifs d'implantation assisté par ultrasonique A.

Echelle de mesure	Echelle de courbure	5.5-11mm
	Dioptrie	30-60D
Division minimale	Rayon	0.02mm
	Dioptrie	0.25D
Zone de surface minimale requise pour la mesure	R= 5.5mm	Ø1.65mm
	R=7.5mm	Ø2.36mm
	R=11mm	3.36mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refratometre-keratometre/5957-keratometre-yz38.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com