

FICHE PRODUIT

Ophthalmic
A-Scan
Phachymetry



Echographe (Echo A/ Pachymétrie) - Modèle Echo A/P

Référence : SOC-EchoA/P

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Cractéristiques

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Echographe A

Sonde	Type : état solide et lumière à fixation intégrée Fréquence : 10MHz Modes : contact et immersion
Modes de mesure	Automatique : portable avec mentonnière Manuel : A interrupteur pédale
Mode oculaire	Phaque (normal) Cataracte (normal) Cataracte (dense) Aphaque Pseudo- phaue Réglages personnalisés
Etendue de mesure	ACD : 2.0 – 6.0 mm Epaisseur de la lentille : 2.0 – 7.5mm Précision : ± 0.1 mm Résolution : 0.01mm
Unité principale	SRK – II, srk – T, Binkhorst –II, Holladay –I , Hoffer-Q; Haiigis (std)

Pachymetre

Sonde	Type : état solide Fréquence : 20 MHz
Etendue de mesure	Etendue générale : 125 – 1000 microns Précision : ± 10 microns Résolution : ± 1 micron
Unite principale	Interface d'entrée, Ecran tactile et pédale Dimensions : 170 x 150 x200 mm Poids : 1.2 Kg Ecran : LCD tactile , 5-6 pouces Imprimante thermosensible intégrée
Poste de travail optionnel	Compatibilité avec Windows XP / VISTA 7(32/64bits) Récupération automatique des données Imprimé du rapport

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/5963-echographe-echo-a-pachymetrie-modele-echo-a-p.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com