

FICHE PRODUIT

Auto réfracto- kératomètre ARK-800S

Référence : SOC-ARK-800S

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

DESCRIPTION

Le refracto- keratometre ARK-800S distribué par SOCIMED est un appareil multifonction tout - en - un. Il dispose d'une fonction de recherche automatiquement assistée, et son ajustement manuel peut-être soit vertical, soit horizontal. En outre, il a la capacité de mesurer automatiquement une série de données complètes, une fois que l'ajustement et la mise au point sont effectués. Il a aussi l'avantage d'offrir à ses usagers une fonction d'enregistrement vidéo automatique. Sa mentonnière électroniquement ajustable permet des ajustements instantanés.

Le refracto - keratometre ARK-8005 se distingue par son Design moderne, lequel intègre un écran inclinable et une imprimante thermosensible. Sa mesure à haute performance et précision, aussi bien que son micro-traitement interne et ses technologies graphiques rapides avancées ; font de lui un outil largement recommandé dans le domaine médicale.

Enfin, il est à noter qu'il facilite la mesure automatique de la distance entre les pupilles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Refractometre	
Puissance de la sphère (SPH)	-20D à +20D (lorsque VD=12.0mm). (Par pas de 0.12 à 0.25D)
Puissance du cylindre	-10D à +10D (par pas de 0.12 à 0.25D)
Axe (AX)	1° à 180° (par pas de 1°)
Distance Vertex (VD)	0, 10.0, 12.0, 13.75, 15 mm
Paramètres du cylindre	-, +, ±
Distance entre pupilles (PD)	30 à 85 mm(par pas de incrément 1mm)
Diamètre de pupille minimal	Ø 2mm
Plage d'auto synchronisation	± 16 mm (croissant, décroissant)
Keratomètre	
Rayon de courbure	5.0 à 10.0 mm
Puissance cornéenne	33.00D à 67.50D (par pas de 0.12 / 0.25 D)
Astigmatisme cornéen	0 à -15D (par pas de 0.12/ 0.25D)
Axe	1° à 180° (par pas de 1°)
Diamètre cornéen	Ø 2.0 à 12.0 mm
Mémoire de données	Total de série de 10 données (analyse de 10 yeux)
Autres	
Temps de mesure	0.5 secondes
Ecran	LCD TFT Couleur ; 5.7 pouces
Imprimante	Thermique , intégrée
Mise au point de la mentonnière	55 mm
Alimentation	100 - 240 AC 90W
Economie d'énergie	Arrêt automatique après 5 ou 15 mn d'inactivité réglable.
Dimensions	484 x 270 x 450 mm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Refractometre

Poids	17 kilos
-------	----------

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refractometre-keratometre/5964-refracto-keratometre800s.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com