

**FICHE PRODUIT**



## Auto réfractomètre AR-800

Référence : SOC-AR-800

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

### Description du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

| Refractometre                   |                                       |                           |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| Puissance de la sphère (SPH)    | -20D à +20D (lorsque VD=12.0mm).      | (Par pas de 0.12 à 0.25D) |
| Puissance du cylindre           | -10D à +10D (par pas de 0.12 à 0.25D) |                           |
| Axe (AX)                        | 1° à 180° (par pas de 1°)             |                           |
| Distance Vertex (VD)            | 0, 10.0, 12.0, 13.75, 15 mm           |                           |
| Paramètres du cylindre          | -, +, ±                               |                           |
| Distance entre pupilles (PD)    | 30 à 85 mm( par pas de incrément 1mm) |                           |
| Diamètre de pupille minimal     | Ø 2mm                                 |                           |
| Plage d’auto synchronisation    | ± 16 mm (croissant, décroissant)      |                           |
| Autres                          |                                       |                           |
| Temps de mesure                 | 0.5 secondes                          |                           |
| Ecran                           | LCD TFT Couleur ; 5.7 pouces          |                           |
| Imprimante                      | Thermique , intégrée                  |                           |
| Mise au point de la mentonnière | 55 mm                                 |                           |
| Alimentation                    | 100 - 240 AC                          |                           |
| Consommation                    | 90W                                   |                           |
| Dimensions                      | 480x 270 x 445 mm                     |                           |
| Poids                           | 17 kilos                              |                           |

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/refractometre-keratometre/5965-refractometre-automatique-modele-ar-800.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 2         |

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)