

**FICHE PRODUIT**

## Table motorisée moderne pour instruments d'ophtalmologie:YT2GA

Référence : SOC-YT2GA

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

**Caractéristiques :**

La table à translation motorisée pour instruments d'ophtalmologie modèle YT2a est un modèle très élégant et est doté d'une colonne latérale.

La Table à une large surface.

Elle peut être fabriquée en fonction de différentes exigences.

**Spécifications :**

| Taille               | 950 X 420 (mm) |
|----------------------|----------------|
| Plage de déplacement | 630 – 920 (mm) |
| Charge maximale      | 50 (Kg)        |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie



Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/mobilier-d-ophtalmologie-/5966-table-motorisee-moderne-modele-yt2ga.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)