

FICHE PRODUIT

Table opération hydraulique universelle radio- transparente

Référence : SOC-OTFLEX

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

La **Table d'opération hydraulique universelle radio-transparente** (réf. SOC-OTFLEX) est une table chirurgicale conçue pour les blocs opératoires, cliniques, établissements d'imagerie médicale et centres de formation. Elle permet des interventions polyvalentes (chirurgie générale, gynécologie, obstétrique, urgences) en combinant réglages précis et compatibilité radiologique, grâce à sa structure radio-transparente et ses mouvements hydrauliques.

La table d'opération permet la position TRENDLENBURG, la position TRENDLENBURG inversée et l'inclinaison latérale du côté gauche ou du côté droit par un unique volant à main. Les mouvements de la partie du dos et ceux de la partie des jambes sont contrôlés par un volant à main.

Le plateau de table d'opération universelle OTFLEX est divisé en 4 sections : TÊTE, DOS, SIÈGE, JAMBES.

La base et le dessus de la table sont carrossés en inox et aisément nettoyable.

Avantages

- **Polyvalence de positionnement** : inclinaisons type Trendelenburg / anti-Trendelenburg, inclinaison latérale, réglages tête, dos, jambes avec différents volants.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Hygiène & matériaux de haute qualité** : plateau et base en acier inox, surfaces carrossées faciles à nettoyer et désinfecter.
- **Robustesse & sécurité** : poids brut de **320 kg** et capacité de hauteur réglable (75-95 cm), sangle et supports pour assurer la stabilité.
- **Compatibilité imagerie** : conception radio-transparente qui permet l'utilisation d'arceaux C-bras ou autres appareils radiologiques sans interférences majeures.
- **Mobilité maîtrisée** : roulettes avec frein de plancher pour déplacer ou stabiliser la table selon les besoins.

Contexte d'utilisation

- En bloc opératoire lors d'interventions chirurgicales nécessitant différentes inclinaisons ou postures (ex : chirurgie abdominale, césarienne, gynécologie).
- Durant des procédures d'imagerie peropératoire, utilisant un C-bras, pour réaliser des radiographies sans déplacer le patient.
- Dans les laboratoires universitaires pour travaux pratiques en chirurgie ou anatomie, où on doit configurer divers angles (dos, jambes, inclinés).
- En soins spécialisés ou traumatologiques, où la table doit répondre à différents patients (poids, position) tout en garantissant la stabilité.

Poids & dimension du colis

- **Poids brut colis / emballage** : 320 kg.
- **Volume / dimension d'emballage (colis-livraison)** : environ **0,89 m³**.

SPECIFICATIONS :

Longueur : 205 cm

Largeur : 50 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Hauteur : 75 / 95 cm

Poids brut: 320 kg

Volume: 0.89 cbm

Inclinaison laterale : 20°/20°

Tredelenburg / renversement : 30°/25°

Section dos : 80°/10°

Section tete : 45°/90°

Section jambes : 0°/90

Accessoires standards :

- 1 porte serum,
- 1 repose tete,
- 2 supports epaules
- 2 gardes corps,
- 2 repose bras,
- 2 appuis jambes orientables (type goepel).

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tables-d-operation/5968-table-d-operation-hydraulique-universelle-radio-transparente.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE


Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com