

FICHE PRODUIT

lampe d'opération (scialytique) modèle LUXLIGHT-1

Référence : SOC-LUXLIGHT1

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

Caractéristiques techniques de la lampe d'opération LUXLIGHT 1 Coupole :

- Diamètre du projecteur : 78 cm
- Illumination à 1m : 80000 ~ 160000 LUX
- Diamètre du champ lumineux à 1m : 10-28 cm
- D10 : 180 ± 15 mm D50 : 100 ± 15 mm
- L1 + L2 profondeur d'éclairage : 130 cm
- Indice de rendu de couleur : 95 Ra
- Indice de rendu Couleur rouge : 93 Ra
- Température de couleur en option : 3500K, 4000K, 4500K
- Nombre d'ampoules LED : 111
- Vie de l'ampoule moyenne : 50000 heures
- Rapport chaleur lumière : 3.3mW / □ lx
- Distance de travail : 70-150 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Alimentation : 100-240V, 50/60Hz
- Puissance maxi : 150W

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampe-operation-ledcoupole/5970-lampe-d-operation-scialytique-modele-luxlight-1.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com