

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Fauteuil roulant avec accoudoirs amovibles et repose-jambes ajustables, modèle AD-175/B

Référence : SOC-AD175B

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

Le fauteuil roulant AD-175/B en vente chez SOCIMED a une structure en tiges de fer circulaire et plate. Son siège et son dossier en mousse sont recouverts de cuir artificiel. Les repose-jambes mobiles sont en aluminium. Ses accoudoirs sont amovibles. S'il le désire, l'utilisateur peut choisir de les ôter. La motricité du fauteuil est assurée par des roues à pneus rembourrés (gonflés). L'angle de rotation de la roue-avant est de 180°. Un assemblage de freins dirige de façon sécurisante les mouvements de la roue arrière. Offert par SOCIMED, ce fauteuil a la particularité d'avoir un cadre chromé.

Taille du siège : 53.5 cm**Largeur du siège :** 42.5 cm**Dimensions externes :** 33 x 106 x 94 (h) cm**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-roulant/5976-fauteuil-roulant-avec-accoudoirs-amovibles-et-repose-jambes-ajustables-modele-ad-175-b.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com