

FICHE PRODUIT



Armoire à instruments avec deux battants

Référence : SOC- AD208A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- **Caractéristiques techniques de l'armoire à instruments AD208/A en vente chez SOCIMED**

- Armoire à instruments avec deux battants et compartiment en dessous
- Les battants sont faits à partir d'une feuille de bois de 0,9 mm et le reste d'une feuille de bois de 0,8 mm.
- Avec 2 systèmes de fermeture espagnolette.
- Les battants sont constitués de 4 mm de verres, 3 étagères réglables faites à partir de 6 mm de verre broyé sur les côtés.
- Roulettes de 50 x 20 mm.

- **Mesures**

- 40 x 70 x 173 (h) cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-a-instruments/5977-armoire-a-instruments-avec-deux-battants-et-compartiment-en-dessous-modele-ad-208-a.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com