

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Fauteuil roulant avec repose-jambes ajustables, modèle AD-175

Référence : SOC-AD175

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Description:

Le fauteuil roulant AD-175 en vente chez SOCIMED dispose d'un cadre en tiges de fer circulaires et plates. Le siège et le dossier du fauteuil sont faits d'éponge recouverte de cuir artificiel. Les repose-jambes en aluminium sont mobiles. La motricité de ce fauteuil est assurée par des roues de jante en fer, et de pneus rembourrés. La roue avant est capable de pivoter sur un angle de 180°. Alors qu'un assemblage de freins dirige de manière sécuritaire les mouvements de la roue arrière. Ce fauteuil pliable a l'avantage d'avoir une structure chromée.

- Taille du siège : 53.5 cm
- Largeur du siège : 42.5 cm
- Dimensions extérieures : 33 x 106 x 94 (h) M

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-roulant/5978-fauteuil-roulant-avec-repose-jambes-ajustables-modele-ad-175.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com