

FICHE PRODUIT



Armoire pour médicaments Modèle AD-213

Référence : SOC-AD213

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'armoire à médicaments Modele AD-213 en vente chez SOCIMED

- Les battants sont faits à partir d'une feuille de bois de 0,9 mm et le reste du mobilier est fabriqué à partir d'une feuille de bois de 0,8 mm ; à l'exception du plateau qui lui est en acier inoxydable.
- Avec deux systèmes de fermeture espagnolette.
- Les battants sont constitués de 4 mm de verres.
- Il dispose aussi de 2 étagères réglables faites à partir de 6 mm de verre broyé sur les côtés.
- Roulettes de 50 x 20 mm.

Mesures : 30 x 50 x 90 x 174 (h) cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-a-instruments/5979-armoire-pour-medicaments-modele-ad-213.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com