

FICHE PRODUIT

Fauteuil roulant avec repose-jambes fixe, modèle AD-175/A

Référence : SOC-AD175A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

Le fauteuil roulant avec repose-jambes fixe AD-175/A a une structure en tiges de fer circulaires et plates. Son siège et son dossier sont faits en mousse recouvert de cuir artificiel. Le repose-jambe en aluminium est fixe. La motricité du fauteuil est assurée par des roues à jantes en fer et des pneus rembourrés. La rotation de la roue avant est possible sur un angle de 180°. Tandis qu'un assemblage de freins coordonne de façon sécuritaire les mouvements de la roue arrière. Ce fauteuil pliable en vente chez SOCIMED, a l'avantage d'être chromé.

- Taille du siège : 53.5 cm
- Largeur du siège : 42.5 cm
- Dimensions externes : 33 x106 x 94 (h) cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-roulant/5981-fauteuil-roulant-avec-repose-jambes-fixe-modele-ad-175-a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com