

FICHE PRODUIT



Lit médical ajustable, modèle AD - 182

Référence : SOC-AD182

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Le lit médical ajustable AD - 182 distribué par SOCIMED se distingue par sa conception singulière et parfaite.
- Il est équipé de deux manivelles situées à sa base qui permettent d'ajuster manuellement ses pieds et sa tête.
- Il est formé de tubes carrés et de cornières en fer. En outre, il dispose de rails latéraux repliés en forme circulaire.
- Les panneaux de la tête et des pieds peuvent être démontés.
- Par ailleurs, les parties en bois du lit ajustable AD -182 en vente chez SOCIMED sont faites à partir de cartons recouverts de formica.
- Le cadre du lit réservé au matelas se subdivise en quatre parties dont l'une (la partie interne) est en treillis.
- On peut aussi à la place y mettre une feuille de fer perforée.
- Il est équipé de deux cavités placées aux coins croisés, d'un pied de sérum à hauteur ajustable, et de quatre roulettes (dont deux avec freins ; et deux autres sans) mesurant chacune 125mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Dimensions du lit: 90 x 200 mm

Dimensions des contours: 100 x 215 cm

Taille du cadre: 54 cm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-mecanique-avec-tendelembour-et-anti-trendelembourg/5982-lit-medical-ajustable-modele-ad-182.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com