

FICHE PRODUIT

lampe d'opération- scialytique modèle SOC900III

Référence : SOC0900III

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 2

Description du produit

La lampe d'opération modèle SOC900III est un éclairage utilisé dans les blocs opératoires lors des opérations chirurgicales profonde ou classique.

Caractéristiques techniques:

- Illumination : 120,000-160, 000LX (à 1 m de distance)
- Facula diamètre: $\varnothing 100 \sim \varnothing 280$ mm
- Profondeur de faisceau de lumière: ≥ 600 mm
- Réglage de la luminosité: réglage en continu
- Déplacement de la lampe principale à la lampe de stand by: automatique
- La température de couleur: 4500K $\pm$ 500K
- L'élévation de température: ≤ 14 °C
- Élévation de la température sur la tête du malade: ≤ 2 °C
- Diamètre de support de lampe: 900mm
- Tension secteur: 220V $\pm$ 10% 50Hz
- Tension de l'ampoule: AC24V puissance d'ampoule

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Alimentation: 350VA
- Hauteur pour l'installation :280-320cm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lampes-operatoires-et-scialytiques/5985-lampe-operation-scialytique-modele-soc900iii.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	2

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com