

FICHE PRODUIT



Armoire à médicaments avec parties en acier inoxydable, Modèle AD-213/A

Référence : SOC-AD213A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- L'armoire à médicament AD-213/A en vente chez SOCIMED, est équipée de portes vitrées faites en couches d'acier (0.9 mm).
- Le reste de l'armoire à l'exception du plateau est fait de 0.8 mm d'acier.
- Il dispose de deux systèmes de verrouillage espagnolette.
- Les vitrines sont conçues à base d'un verre d'une épaisseur de 4 mm.
- Quant-aux étagères, elles sont ajustables et fabriquées avec 6 mm de verres broyés.
- Le placard en dessous de l'armoire a une seule étagère.
- Des roulettes de 50 x 30 mm permettent de déplacer l'armoire.

Mensurations: 30 x 50 x 90 x 174 H cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-a-instruments/5986-armoire-a-medicaments-avec-parties-en-acier-inoxydable-modele-ad-213-a.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com