

FICHE PRODUIT

Chaise pour dialyse avec moteur électrique, modèle AD-331

Référence : SOC-AD331

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- La plateforme de la chaise pour dialyse AD-331 est constituée de 40 x 40 x 12.5 mm de tiges.
- Celles qui unissent ce cadre de base au siège mesurent 30 x 50 x 1.5 mm de longueur.
- Le siège pour sa part est monté sur 32 x 1.2 mm de tiges.
- Ce siège est fait d'éponge recouverte de cuir artificiel, et reposant sur un panneau de fibres de bois à moyenne densité (MDF).
- Ses accoudoirs sont mobiles.
- Il est possible d'affaisser l'ensemble de la chaise vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle soit en parallèle avec le sol.
- Le moteur qui assure les mouvements de la chaise est d'origine européenne.
- Il a une garantie de deux ans. Sa tension d'entrée est de 220 volts et il fait usage d'une puissance électrique de 24 volts.
- Il est commandé par un combiné.
- La chaise pour dialyse AD-331 est équipée de quatre roulettes avec freins.

Caractéristiques techniques:**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Chacune d'elles mesure: 75 x 20 mm

Largeur du siège: 52 cm

Taille du pied de la chaise: 52 cm

Largeur des terminaisons: 80 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuils-de-prelevements/5987-chaise-pour-dialyse-avec-moteur-electrique-modele-ad-331.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com