

FICHE PRODUIT

Lit avec repose-tête ajustable, modèle AD-154/N

Référence : SOC-AD154N

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Le lit AD-154/N en vente chez SOCIMED dispose d'une manivelle qui permet d'ajuster manuellement son chevet/ sa tête.
- Sa surface visible est en bois de formica.
- Son sommier se subdivise en deux parties.
- Il est constitué de ressorts et de tiges.
- Mais, selon la préférence de l'acquéreur, on peut au choix le remplacer par une feuille de fer (tôle) perforée.
- Aux quatre coins du lit existe un dispositif de fixation pour pied à sérum.
- Ce lit peut aussi être équipé de roulettes ayant 125 mm de diamètre.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-mecanique-avec-tendelembourg-et-anti-trendelembourg/5989-lit-avec-repose-tete-ajustable-modele-ad-154-n.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com