

FICHE PRODUIT



Lit examen, modèle AD-205

Référence : SOC-AD205

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Le lit d'examen AD -205 en vente chez SOCIMED est une structure faite en tiges de 30 x 30 x 1.2 mm.
- Son ligament mesure 25 x 25 x 1.2 mm.
- Il dispose d'un cliquet qui sert à ajuster en cas de besoin la tête du lit.
- Le cadre réservé à la couche et le ligament sont conçus en hêtre blanc.
- Un contreplaqué de 10 mm est placé sous l'appui-tête.
- Tandis que le reste du cadre est en aggloméré.
- La couche en mousse recouverte de cuir artificiel assure le confort du patient.

Mensuration du lit: 60 x 185 x 73 (h) cm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divan-d-examen-a-tube-carre/5990-lit-d-examen-modele-ad-205.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com