

FICHE PRODUIT



Lit médical ajustable à moteurs électriques 2 fonctions

Référence : SOC-AD190A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Description:

- Le lit médical AD-190/A en vente chez SOCIMED se distingue par sa conception singulière.
- Sa tête et son pied peuvent être ajustés à l'aide d'un combiné connecté à deux moteurs électriques qui fonctionnent en synchronie avec le flux/débit électrique de la ville (La puissance de sortie est de 24 volts).
- Les rails latéraux sont plaqués de chrome.
- Les panneaux situés aux deux chevets du lit sont amovibles.
- Les parties en bois quant-à elles sont en agglomérée recouvert de formica.
- Le cadre du lit se subdivise en quatre sections.
- A l'intérieur de ce cadre est posé un sommier en treillis de barres de fer d'une épaisseur de 5 mm.
- On peut y mettre à la place, selon la préférence de l'acquéreur, une feuille de métal (tôle) perforée.
- Le lit AD-190/A est en outre équipé d'un dispositif de fixation pour pied à sérum.
- Le pied à sérum livré avec le lit a une taille ajustable.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Sa motricité est assurée par quatre roulettes de 125 mm de diamètre chacune, dont deux avec freins et deux sans freins.
- L'usage du support orthopédique est facultatif.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

- Dimensions hors tout: 2170x1080x500 hcm
- Surface de couchage: 83 x 190
- Angle du dossier: 70 °
- Angle du repose-pied: 30 °
- Max. Capacité de charge: 230 kg

Accessoires standards:

- Pied à serum réglable en hauteur revêtu de nickel chrome.
- Bretelle de drainage.
- Panneau de commande à distance.

ACCESSOIRES OPTIONNELS :

- Verrou central 125 mm et roulette directionnelle
- Fonction RCP manuelle de la partie tête.
- Surface de couchage dos en stratifié compact avec cassette à rayons X placée

matelas : 90 x 190 cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-electrique-multifonctions/5991-lit-medical-ajustable-a-moteurs-electriques-et-fonction-de-trendelenburg-modele-ad-190-a.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com