

FICHE PRODUIT



Lit médical ajustable avec fonction de Trendelenburg, modèle AD-183/D

Référence : SOC-AD183D

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Le lit médical AD-183/D en vente chez SOCIMED dispose de deux manivelles qui servent à l'ajustement manuel de sa tête et de son pied.
- Sa structure est faite en tiges carrées.
- Il peut être mis en position de proclive (Trendelenburg) et de déclive (anti-Trendelenburg).
- Ce lit est équipé de rails latéraux en aluminium chromés.
- Ceux-ci sont déplaçables du haut vers le bas et vice-versa.
- Les panneaux situés aux chevets du lit sont amovibles.
- Quant-aux parties en bois, elles sont faites en aggloméré recouvert de formica.
- Le cadre réservé au matelas se subdivise en quatre parties.
- A l'intérieur de ce cadre est posé un sommier en treillis de barres de fer d'une épaisseur de 5 mm.
- A la place on peut y mettre, selon la préférence de l'acquéreur, une tôle perforée.
- Ce lit est non seulement équipé d'un pied à sérum dont la taille est ajustable, mais aussi de quatre roulettes de 125 mm de diamètre chacune (Deux avec freins et deux autres sans freins).
- L'usage des patères orthopédiques est facultatif.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Mensurations du matelas : 90 x 190 cm

Mensurations du cadre : 101 x 208 cm

Taille du cadre : 50 cm

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-electrique-multifonctions/5992-lit-medical-ajustable-avec-fonction-de-trendelenburg-modele-ad-183-d.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com