

FICHE PRODUIT



Lit orthopédique, modèle AD-181/A

Référence : SOC-AD181A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Le lit orthopédique AD-181/A en vente chez SOCIMED dispose d'une manivelle qui permet l'ajustement manuel de sa tête et de ses pieds.
- Son sommier fait de fils de fer et de ressorts se subdivise en quatre parties.
- On peut, selon la préférence de l'acquéreur, le recouvrir d'une feuille de métal.
- Aux quatre angles du sommier se trouve un dispositif de fixation pour tige de sérum.
- Ce lit possède également un dispositif de fixation de potence et un piétement permettant l'adaptation des roulettes.

Taille du lit : 88 x 90 cm

Dimensions externes : 88x 227 cm

Hauteur du tube orthopédique : 210 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-orthopedique/5993-lit-orthopedique-modele-ad-181-a.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com