

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Lit orthopédique ajustable sur roulettes, modèle AD-181/A4

Référence : SOC-AD181A4

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Le lit orthopédique ajustable AD-181/A4 est équipé d'une manivelle qui permet l'ajustement manuel de sa tête et de ses pieds.
- Il est structuré en tiges de fer. Son sommier subdivisé en quatre parties est fait de fils de fer et de ressorts.
- Aux quatre angles de ce sommier, existe un dispositif de fixation pour pied à sérum.
- Un support orthopédique (27 x 2.6 cm) est fixé sur une barre en nickel chromée.
- Quatre roulettes de 125 mm de diamètre chacune assurent la mobilité du lit.
- Deux sont dotées de freins, tandis que les deux autres n'en n'ont pas.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-orthopedique/5994-lit-orthopedique-ajustable-sur-roulettes-modele-ad-181-a4.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com