

FICHE PRODUIT



Table examen gynécologique, modèle AD-203

Référence : SOC-AD203

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- La table d'examen gynécologique modèle AD-203, en vente chez SOCIMED a un profil en forme de tubes carré.
- Son dossier, ses portes-jambes et son siège sont des parties mobiles.
- La table d'examen gynécologique, modèle AD-203, est revêtue de cuir synthétique et repose sur un châssis en hêtre blanc séché.
- Elle peut être mise en position de Trendelenburg.
- Les sièges sont coulissants, c'est-à-dire qu'ils peuvent être basculés vers l'avant ou vers l'arrière.
- **Les deux parties:** le châssis et la chaise gynécologique, disposent chacune d'un manche de soutien.
- La partie interne de la chaise en fonte d'aluminium est recouverte de caoutchouc enrobé de cuir méticuleux.
- Il est aussi à noter que cette chaise possède deux étrières.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristique techniques:**Longueur du matelas:** 168 cm**Largeur d'assise:** 50 cm**Hauteur d'assise:** 87 cm**Les dimensions extérieures:** 125 x 76 x 147 (h) cm**Conformité et garantie**

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/divan-d-examen-a-tube-carre/5995-table-d-examen-gynecologique-modele-ad-203.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com