

FICHE PRODUIT

Table de chevet en bois, modèle AD 259/P

Référence : SOC-AD259P

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- Descriptif:

Table de chevet AD 259/P

La table de chevet AD 259/P distribuée par SOCIMED est une pièce de mobilier médical fait en aggloméré. Elle est dotée de deux tiroirs à poignées. Le dessus de cette table de chevet est fabriqué en une seule pièce de matériel PC. Quant -aux rebords, ils sont couverts d'un revêtement en aluminium. Cette table est aussi équipée de quatre roulettes indispensable à son déplacement.

Spécificités Techniques:

Plateau pour PC

1 tiroir

1 armoire

Roulettes à frein transversal de 50 mm de diamètre

Couleur : Veuillez demander les alternatives.

Dimensions de la table: L39cm x l46cm x h82cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/table-de-chevet/5996-table-de-chevet-en-bois-modele-ad-259-p.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com