

FICHE PRODUIT



Table de chevet en bois, modèle AD-260

Référence : SOC-AD260

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description

- La table de chevet en bois modèle AD-260 en vente chez SOCIMED se distingue par sa conception en tôle d'acier DKP.
- Sa hauteur est de 77.5 centimètres.
- Les pieds quant-à eux, bâtis en tuyaux carrés, mesurent 20 x 20 x 1 mm.
- La table de chevet AD- 260 est faite de deux sous tables en bois recouvertes de formica.
- Le tiroir et la porte de la commode sont également en formica.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/table-de-chevet/5997-table-de-chevet-en-bois-modele-ad-260.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com