

FICHE PRODUIT



Lit médical avec tête ajustable, Modèle AD-154/C

Référence : SOC-AD154C

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Le lit médical modèle AD - 154/C distribué par SOCIMED se distingue par sa parfaite conception.
- Une manivelle située à la base du lit permet d'ajuster manuellement sa tête.
- Il est fait de tiges carrés et de cornières en fer.
- La tête et les pieds du lit sont recouverts de formica.
- La plateforme réservée au matelas est subdivisée en deux parties dont l'une (la partie interne) dispose de ressorts et de courtes barres de métal.
- On peut aussi y poser ,au choix, une feuille de métal perforée.
- Aux quatre angles de ce sommier se trouve un dispositif de fixation pour pied de sérum.
- Il est aussi possible d'installer sur le lit des roulettes de 125mm (deux avec freins et deux sans freins).
- Le choix de couleur est optionnel, quant-à celui des dimensions, il dépend de la quantité disponible.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-mecanique-avec-tendelembour-et-anti-trendelembourg/5998-lit-medical-avec-tete-ajustable-modele-ad-154-c.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com