

FICHE PRODUIT



Lit médical ajustable des deux côtés, Modèle AD-179

Référence : SOC-AD179

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Le lit médical AD-179 distribué par SOCIMED est doté de deux manivelles qui permettent l'ajustement manuel de ses pieds et de sa tête.
- Il est constitué de tuyaux carrés et de cornières en fer.
- Le lit médical modèle AD - 179 a l'extrême avantage de pouvoir s'utiliser en position de Trendelenburg.
- Il dispose de rails latéraux recouverts de chrome capables d'être déplacés de haut en bas.
- Il est également à noter que la partie visible de la tête et les panneaux des pieds sont recouverts de formica.
- Le cadre réservé au matelas se subdivise en trois parties dont l'une (la partie interne) est en treillis.
- On peut y poser, au choix, une feuille de fer perforée.
- Aux quatre coins, se trouvent des cavités où peut aisément être inséré le pied de sérum fourni avec le lit.
- Ce lit est aussi équipé de quatre roulettes de 125 mm chacune.
- Deux d'entre elles ont des freins, tandis que les deux autres n'en ont pas.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques:**Dimensions du matelas :** 90 x 190 cm**Dimensions de cadre aux extrémités :** 100 x 206 cm**Taille du cadre :** 56 cm**Conformité et garantie**

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-mecanique-avec-tendelembour-et-anti-trendelembourg/5999-lit-medical-ajustable-des-deux-cotes-modele-ad-179.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com