

FICHE PRODUIT



Civière à 3 parties avec roulettes de direction pour transfert. Modèle AD-227/A

Référence : SOC-AD227A

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la civière à roulettes de direction pour transfert à 3 parties . Modèle AD-227/a

- C'est un système constitué d'une partie supérieure et de deux parties inférieures .
- La tête est réglable à l'aide d'un cliquet.
- Le matelas est constitué de 5 cm d'éponge recouvert de cuir artificiel.
- La plaque située sous le matelas est faite de 16 mm de MDF et revêtue de formica sur (laminé par pression) les deux faces.
- La partie supérieure se déplace grâce à 8 roulettes possédant 2 roulements à billes par roulette.
- Il est doté des fonctions trendelenburg.
- Il possède une plaque en aluminium pour films qui peut se déplacer d'un bout à l'autre.
- Il est doté d'une tige I.V. dont la taille est ajustable.
- Il possède également des barres latérales faits en douilles d'aluminium, plaqués de nickel.
- Trois roulettes de direction de 200 mm de diamètre (libre, verrouillé, direction verrouillée).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Il existe également des espaces pour des tuyaux (tubes) LT.

Dimensions du matelas : 56 x 183 cm

Mesures des points d'extrémité du châssis : 73 x 400 cm

Hauteur: 86 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/6000-civiere-a-3-parties-avec-roulettes-de-direction-pour-transfert-modele-ad-227-a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com