

FICHE PRODUIT

Lit à tête réglable avec fonction trendelenburg. Modèle AD-183/E

Référence : SOC-AD183E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques du lit à tête ajustable avec fonction de Trendelenburg. Modele AD-183/E

La tête de lit est réglable manuellement grâce à une manivelle située au pied du lit. Fabriqué à partir de tubes carrés, ce lit est doté des fonctions Trendelenburg et anti- Trendelenburg. Faits à partir de douilles d'aluminium, ses rails latéraux plaqués de chrome se déplacent aussi bien vers le haut que vers le bas. Les panneaux de la tête et du pied du lit sont amovibles. Les parties en bois sont faites en aggloméré recouvert de formica. Le cadre du matelas est scindé en 2 parties et l'intérieur est constitué d'un treillis de 5 mm en barres de fer. Selon votre choix, une feuille de fer perforée peut également être utilisée. Ce lit est équipé d'un dispositif de fixation de pied à sérum. La taille du pied à sérum fourni avec le lit est ajustable. Il est aussi doté de roulettes de 125 mm, dont 2 avec des freins et 2 autres sans freins.

Crochet orthopédique en option**Dimensions du matelas : 90 x 190 cm****Mesures des points d'extrémité du châssis : 101 x 208 cm****Hauteur du cadre : 50 cm****SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/lit-hospitalisation-mecanique-avec-tendelembour-et-anti-trendelembourg/6001-lit-a-tete-reglable-avec-fonction-trendelenburg-modele-ad-183-e.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com